


Infektionsschutzordner
II.3.2 Kanülenstichverletzung

1.	Bei Verletzung	Blutfluss fördern durch Druck auf das umliegende Gewebe (> 1 Minute) Alkoholische Desinfektion
	Bei Kontamination von <ul style="list-style-type: none"> geschädigter Haut Mundhöhle Auge 	Intensive Spülung mit <ul style="list-style-type: none"> dem nächst erreichbaren, geeigneten (alkoholischen) Antiseptikum (Haut) Wasser (Mundhöhle) Ringer-, Kochsalzlösung oder Wasser (Auge)
2.	<p>sofortiger Schnelltest vom "Indexpatienten":</p> 	<p>Sofortige Blutentnahme beim "Indexpatienten" und Schnelltest im Notfalllabor der Klinischen Chemie</p> <ul style="list-style-type: none"> Auftrag durch die Station (IXServ Formular 3, „Notfallanforderung“, Kästchen: Serum: <u>HBV, HCV, HIV Screen Mitarbeiterschutz - Abb. umseitig</u>) oder Mitnahme der Blutprobe (Serum - Röhrchen) zum D-Arzt oder Blutentnahme beim „Indexpatienten“ in Einzelfällen (Ambulanzpatienten – 2 Serumproben) während der Dienstzeit beim Betriebsarzt. Ein Patientenetikett des Indexpatienten ist erforderlich.
3.	<ul style="list-style-type: none"> D-Arzt (chirurgische Notaufnahme, UBFT, Ebene 01, Aufzug C1) 	<p>Zwingende Vorstellung beim Durchgangs-Arzt (Chirurgische Notaufnahme):</p> <ul style="list-style-type: none"> Erstellung des Durchgangsarztberichts Sofortige Veranlassung eines Schnelltests beim „Indexpatienten“ im Zentrallabor - sofern noch nicht erfolgt. Bei anamn. HIV-/Hep C-positiven Patienten ist eine zweite Serumprobe zur Bestimmung der Viruslast mit gesondertem Auftrag an die Virologie erforderlich. Ausgangslaborwerte der/des Verletzten (IXServ ebenfalls Formular 3, „Notfallanforderung“, Kästchen: Serum: HBV, HCV, HIV Screen: Stichverletzung, „Mitarbeiter“, Abb. umseitig) Wundversorgung, ggf. Tetanus(-Kombi-)impfung bei Kontamination der Augen: Augenklinik
4.	Beratung beim Betriebsärztlichen Dienst:	<p>Beratung beim Betriebsarzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risikoabschätzung (unter Berücksichtigung von Impfstatus und Unfallhergang) ggf. Beratung über Maßnahmen zur Postexpositionsprophylaxe (HIV / Hepatitis B) und zu notwendigen Kontrollen, Beteiligung der HIV-Ambulanz (Medikation) ggf. Impfung / Immunisierung (erfolgt außerhalb der Regeldienstzeit auf der Interdisziplinären Notaufnahme, Tel. 39-8605 oder 39-8606)
5.	Laborkontrollen:	beim Betriebsärztlichen Dienst
!	besonderer Hinweis:	Kanülen, Nadeln, Skalpelle, Blutzuckerlanzetten unverzüglich nach Benutzung in die bereitstehenden Abwurfbehälter entsorgen, kein Recapping!

Geändert am: 02.11.2020	Geprüft am: 02.11.2020	Freigegeben am: 03.11.2020	Gültig ab: 17.11.2020
Name: Müller, Dieter	Prüfer: Müller, Dieter	Freigeber: Reimers, Karin	Gültig bis: Revision
Erstellung: Stamer, Kai			Version: 013/11.2020

Schnelltest beim Indexpatienten

Arztliche Leitung PD Dr. med. J. Schanz / Dr. med. L. Binder
 (Laborinformation Tel. 0551-39-62515/62516 - Telelift 134)



Klinik für Hämatologie und Medizin. Onkologie (Prof. Dr. L. Trümper) - Institut für Klinische Chemie (PD Dr. J. Schanz / Dr. L. Binder)
 Medizinische Mikrobiologie (Prof. Dr. U. Groß) - Klinik für Nephrologie und Rheumatologie (Prof. Dr. M. Zeisberg)
 Abteilung Transfusionsmedizin (PD Dr. J. Riggert)

Artikelnr. OE-Etiketten: 4023944 Notfall Analytik			
Abnahmedatum: <input type="text" value="02.11.2020 11:01"/>	Angaben zum Versand <input type="checkbox"/> Rohrpost	Befundempfänger: <input type="text" value="3040-BA"/>	
Klinisch-chemische Analysen (Heparinat-Plasma) <input type="checkbox"/> Natrium <input type="checkbox"/> Kalium <input type="checkbox"/> Calcium <input type="checkbox"/> Bilirubin ges. <input type="checkbox"/> Glucose <input type="checkbox"/> Kreatinin <input type="checkbox"/> eGFR >18J <input type="checkbox"/> eGFR 1J-18J Körpergröße m <input type="checkbox"/> ALT (GPT) <input type="checkbox"/> AST (GOT) <input type="checkbox"/> gamma-GT <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CK <input type="checkbox"/> CK-MB <input type="checkbox"/> LDH <input type="checkbox"/> Pankreas-Amylase <input type="checkbox"/> Lipase <input type="checkbox"/> CRP <input type="checkbox"/> Myoglobin <input type="checkbox"/> Troponin I hs (P) <input type="checkbox"/> TSH Infektionsserologie (Serum) <input type="checkbox"/> HBV, HCV, HIV Screen: Pat. Versorgung Kanülenstichverletzung (Serum) <input type="checkbox"/> HBV, HCV, HIV Screen: Indexpatient <input type="checkbox"/> HBV, HCV, HIV Screen: verletzter Mitarbeiter	Blutbild (EDTA-Blut) <input type="checkbox"/> Kl.-Blutbild (inkl. Thrombozyten) Hämostaseologie (Citrat-Plasma) <input type="checkbox"/> TPZ (Quick) (P) <input type="checkbox"/> aPTT (P) <input type="checkbox"/> Fibrinogen (P) <input type="checkbox"/> Antithrombin (AT-III) (P) <input type="checkbox"/> D-Dimere (P) <input type="checkbox"/> TPZ (INR) (P) Nur für Stroke: <input type="checkbox"/> Thrombinzeit (TZ) (P)	Drug Monitoring (Heparinat-Plasma) <input type="checkbox"/> Digoxin <input type="checkbox"/> Theophyllin <input type="checkbox"/> Phenobarbital Drug Monitoring (Serum) <input type="checkbox"/> Lithium Qual.-Drogenscreening (Heparinat-Plasma) <input type="checkbox"/> Benzodiazepine <input type="checkbox"/> Trizykl. Antidepressiva Sonstige <input type="checkbox"/> Ethanol <input type="checkbox"/> Lactat (Na-Fluorid) <input type="checkbox"/> Met-Hb (EDTA-Blut) <input type="checkbox"/> CO-Hb (EDTA-Blut) <input type="checkbox"/> BKS-Etikett	Urin-Analysen <input type="checkbox"/> Schwangerschaftstest (qual.) <input type="checkbox"/> Urin-Status (U) <input type="checkbox"/> Urin-Sediment reduziertes Profil Blutgas-Analyse <input type="checkbox"/> BGA POCT art. <input type="checkbox"/> BGA POCT venös <input type="checkbox"/> Blutgasanalyse POCT Basisprogramme (Heparinat-Plasma) <input type="checkbox"/> Notaufnahme Allgem. Chirurgie <input type="checkbox"/> Notaufnahme Unfall-Chirurgie

HBV, HCV, HIV Screen: Für die Probe von Patienten zur Diagnostik (Pat. ohne Stichverletzung)
 HBV, HCV, HIV Screen: Stichverletzung - Mitarbeiterschutz - Für die Probe des „Indexpatienten“
 HBV, HCV, HIV Screen: Stichverletzung - Für die Probe des Mitarbeiters

Bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen/anklicken

Geändert am: 02.11.2020	Geprüft am: 02.11.2020	Freigegeben am: 03.11.2020	Gültig ab: 17.11.2020
Name: Müller, Dieter	Prüfer: Müller, Dieter	Freigeber: Reimers, Karin	Gültig bis: Revision
Erstellung: Stamer, Kai			Version: 013/11.2020